

日本語

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用方法が不可欠です。

用途/適応: 胸部姿勢エクステンションアライメント、胸腰椎部圧迫骨折、様々なステージにある骨粗鬆症早期発症、術前後プロトコル、胸部腰痛、脊柱後弯からの激痛鎮痛対象。
禁忌: 圧縮および/または圧迫の結果悪化する危険のある妊娠および血液循環や肺疾患、心臓血管、または骨格の状態。

警告および注意: 取り付ける前に必ず製品を点検し、すべての部分が正常に作動していることを確認します。この製品の使用中に疼痛や腫れ、感覚の変化、または異常な反応を感じた場合は、直ちに医療専門家に相談してください。

装着手順:

ブレースの準備:
A. 前後および側面のマジックテープ (Velcro®) パネルを開きます。肩ストラップを付着させたま、最大限の長さまで伸ばします。(図A)

ブレースの装着:

- 患者が立ったままの状態 で、TLSOを患者の頭に持ち上げます。患者の頭部が2本の肩ストラップの間にある状態に保ちTLSOを所定の位置まで下げます。前部パネルおよび後部パネルを胴体に垂れ下げます。ここで、両方の圧縮側面パネルを前部パネル上に均等かつ快適に収まるように閉じます。(図1)
- 患者を所定の姿勢に座らせ、胸骨Yバーを調整します。肩の解除ボタン (前部パネルの上端) を引き上げて胸骨Yバーを外します。胸骨Yバーを所定の位置にスライドさせ、胸骨パッドの上端が胸骨切痕の1.27cm以下にフィットするようにします。必ず前部パネルの下端が「恥骨結合」に揃うように保持します(図2)。
- 肩ストラップを調節するには、まずマジックテープ (Velcro®) 製の後部ストラップをゆるめて調整します。好みの長さに調節します必ず前パネルの下端を恥骨に維持し、後パネルを肩甲骨と腰の間に維持します(図3)。
- 圧縮させるには、ハンドルを握って胸からまっすぐ引きます。希望する圧縮レベルに達したら、圧縮パネルの前部(両手)を手を締め付けます。5分後に圧縮の調整を行います。必要に応じて再調整します(図4)。

ブレースの外し方:

- 圧縮ハンドルを緩めて、片方の肩ストラップを外します。
- 前パネルから片方のサイドパネルを緩め、ジャケットやバックパックを外すようにもう片方の肩から装置をスライドさせます。

TLSOのカスタマイズ: (有資格の医療専門家のみが行うこと)

- ウェストベルトが必要な場合、ウェストベルトを修正するには、後パネルのベルクロのホックをはずし、小さ目のウェストには中央より内パネルを動かす、または大き目のウェストには後パネル端に近づけることでサイドパネルを調整します。
- 肩ストラップが必要な場合、ストラップの余分な長さをほきまで整えることができます。
- 胸骨帯: 必要に応じて、ケーブルの安定した端などを使って曲げることができます。両手を使ってゆっくりコントロールしながらバーを曲げ、希望する調整角度に含まれます。標準的な胸骨Yバーは15°に設定されています。

洗浄に関する指示: ブレースはまれにぞうきんで拭いて掃除することができます。

材質: 胸骨帯: アルミニウム、ナイロン、ポリウレタン; ウェストベルト: ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリプロピレン; シルダーストラップ: ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
保証: DJO, LLCは、販売日から6か月以内における材料または製造上の欠陥について、ユニット全体またはその一部を修理または交換します。本保証が現地の規制と矛盾する範囲については、当該現地規制の規定が適用されます。

単一患者用。

要処方
天然ゴムラテックス不使用。

DonJoy® 背部矯正器 II 胸腰矯正器
DonJoy® Back Brace II TLSO

简体中文

使用本器械之前, 请仔细阅读完整地阅读下列使用说明。正确的应用对器械发挥正常功能非常重要。

用途/适应症: 适用于由以下原因引起的急性疼痛的缓解: 胸部姿势伸展校正、胸椎压缩性骨折、骨质疏松性各阶段的早期发作、术前和术后方案要求、胸部机械性背痛和驼背。
禁忌症: 孕妇以及患有血液循环、肺部、心血管或骨质疏松疾病的人士禁用。因为腹部挤压和/或受压可能会造成这些病症恶化。

警告和注意事项: 使用前请检查器械, 确保各部件工作正常。如果患者在使用本器械时感到疼痛、肿胀、感觉变化或其他任何异常反应, 则请立即咨询医生。

使用说明:

准备矫形器:

A. 展开前面和侧面的 Velcro® 夹板。连接肩带并调到最大长度。(图 A)

使用矫形器:

- 患者站立时, 将胸腰矫形器置于患者头部之上。将胸腰矫形器放低到位置, 使患者头部保持在两肩带之间。将前夹板挂在患者颈上。
- 将侧面的两块挤压夹板, 使其平整地贴合在前夹板上。(图 1)
- 让患者以指定姿势就座, 同时调整胸骨 Y 形杆。向拉动黑色松开按钮 (前夹板的顶部) 以松开胸骨杆锁。将胸骨 Y 形杆滑移到位于 1.27 cm 处。确保前夹板的底边与耻骨联合对齐。(图 2)
- 如需调整肩带, 请先松开并调整背部的 Velcro® 扣带。将调整所需长度, 确保前夹板的底边放在耻骨上, 后夹板放在肩胛骨与下背之间 (图 3)。
- 要产生挤压效果, 抓住拉手, 同时向躯干前方拉。达到所需的挤压程度之后, 将拉手固定在挤压夹板的前部。五分钟后之后调整挤压度, 然后根据需要进行再次调整 (图 4)。

取下矫形器:

- 松开挤压把手, 取下其中一根肩带, 并将矫形器从另一边肩带滑下, 就像脱下外套或取下背包一样。
- 将侧面夹板的一侧从前夹板上松开, 并将矫形器从另一边肩带滑下, 就像脱下外套或取下背包一样。

定制胸腰矫形器: (仅可由注册医师完成)

- 腰带:** 如果需要, 可通过调整侧面夹板夹修正腰带。方法是松开后夹板上的 Velcro®, 将夹板移到更中心位置, 缩小腰围, 或向上夹板边缘处移动, 扩大腰围。
- 肩带:** 如果需要, 可使用剪刀剪去过长的肩带。
- 胸骨杆:** 如果需要, 可借助稳定的桌子边缘弯曲胸骨杆。用双手小心缓慢地弯曲胸骨杆, 调整到所需的偏移角度。Y 形胸骨杆出厂时的偏移角度为 15°。

清洁说明: 可以用湿布擦拭来清洁矫形器。

材料: 胸骨杆: 铝、尼龙、聚氨酯; 腰带: 聚酯、聚氨酯、尼龙、聚丙烯; 肩带: 尼龙、聚酯、聚氨酯

TILPASNING AV TLSO-KORSETTET: (Skal kun gjennomføres av godkjent helsepersonell)
• **Magebelte:** Hvis magebelte må modifiseres, juster sidepanelene ved å løsne boretlassen på bakpanelet og deretter flytte panelene should be flytt deretter panelene, mot midten for mindre midje, eller nærmere kanten av bakpanelet for større midje.

• **Skulderstøpper:** Ved behov kan ekstra lengde på stroppene trimmes med saks.

• **Sternalstang:** Kan bøyes ved behov, ved å bruke en stabil bordkant. Bruk begge hendene til å bøye stangen langsomt og forsiktig for å gi den en ønsket tilpasningsvinkel. Den y-formede brystbenstangen leveres med en bøy på 15°.

RENGJØRING/SINSTRUKSJONER: Støtten kan rengjøres med en fuktig klut.

MATERIALER: STERNALSTANG: Aluminium, nylon, polyuretan; **MAGEBELTE:** Polyester, polyuretan, nylon, polypropylene; **SKULDERSTØPPER:** Nylon, polyester, polyuretan

GARANTI: DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør ved defekter i materialer eller utfeiling, for en periode på seks måneder fra kjøpedatoen. I den grad vil karene i denne garanti ikke er konsekvent med lokale reguleringer: provsjoner i slike lokale reguleringer vil gjelde.

KUN TIL BRUK PÅ EN ENKELT PASIENT.

RESEPTBELAGT PRODUKT

PRODUKTET ER IKKE LAGD MED NATURLIG GUMMILATEX.

RESEPTBELAGT PRODUKT

NORSK

FOR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR. NØYDE ET AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILSIKTET BRUK/INDIKASJONER: Tilsiktet å brukes til lindring av akutt smerte ved postural forlengelse av brystryggen, kompresjonstilstand i brystryggen, tidlig utslagryggen ulike stadier av osteoporose, for etter kirurgiske prosedyrer, mekanisk smerte i brystryggen og kyfose.

KONTRAINDIKASJONER: Graviditet og sirkulasjon, lunge-, hjerte-, kar- eller skjelett-tilstand som har risiko for forverring ved kompresjon og/eller trykk av magen.

ADVARSLER OG SIKKERHETSUTRÅK: Inspisere alltid produktet for bruk for å være sikker på at alle deler fungerer som de skal. Hvis pasienten opplever smerter, opphovning, endret følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner ved bruk av dette produktet, skal vedkommende straks ta kontakt med legen.

BRUKSANVISNING:

Forberede støtten:

A. Apne begge Velcro®-panelene på sidene (anterior). Hold skulderstroppene faste, og foreng til maksimal lengde. (Fig. A)

Feste støtten:

- Med pasienten stående, løft TLSO over pasientens hode. Senk TLSO inn i posisjon mens du holder pasientens hode mellom de to skulderstroppene. La front- (anterior) og bakpanelene (posterior) henge over overkroppen.
- Luksér begge kompresjonssidepanelene slik at de er likt og komfortabelt festet til frontpanelet (anterior) (fig. 1).
- Juster Y-stangen (sternal) mens pasienten sitter i foreskrevet stilling. Trekk i den svarte frigjøringsknappen (øverst på forpanelet) for å frigjøre låsen til brystbenstangen. Trekk Y-stangen (sternal) inn i posisjon, slik at toppen av brystbenputten passer 1,27 cm under sternummarkeringen. Sorg for at nedre kant av frontpanelet (anterior) er justert med symfysen (fig. 2).

Åpning av ortosen:

A. Abra os painéis anterior/lateral de Velcro®. Mantenha as tiras de ombro presas e estique-as até ao comprimento máximo. (Fig. A)

Aplicação da ortótese:

- Com o paciente em pé, passe o TLSO sobre a cabeça do paciente. Desça o TLSO até à posição pretendida, mantendo a cabeça do paciente entre as duas tiras de ombro. Deixe o painel frontal/anterior e o painel posterior pendurados sobre o tronco.
- Feche ambos os painéis laterais de compressão de modo a ficarem uniformes e confortavelmente apertados no painel anterior (Fig. 1).
- Ajuste a barra em Y do esterno com o paciente sentado na posição prescrita. Puxe o botão de libertação preto para cima (na parte superior do painel anterior) para abrir o sistema de bloqueio da barra do esterno. Empurre a barra em Y do esterno para a posição pretendida, de modo a que a parte superior da almofada do esterno fique a 1,27 cm abaixo da fúrcula esternal. Certifique-se de que a extremidade inferior do painel anterior fica alinhada com a sínfise púbica (Fig. 2).
- Para ajustar as tiras de ombro, liberte e ajuste primeiro as tiras de Velcro® posteriores. Ajuste para o tamanho pretendido. Certifique-se de que mantém a extremidade inferior do painel frontal com o osso púbico e o painel posterior entre as omoplatas e a região lombar (Fig. 3).
- Para ativar a compressão, segure a alça e puxe na direcção do tronco. Depois de obter o nível de compressão pretendido, aperte a alça na porção anterior dos painéis de compressão. Aperte a compressão após cinco minutos e volte a ajustar conforme necessário (Fig. 4).

Remoção da ortótese:

- Solte as alças de compressão e remova uma das tiras de ombro.
- Liberte um dos lados do painel lateral do painel frontal e faça a ortótese deslizar para fora do ombro, como se estivesse a tirar um casaco ou uma mochila.

PERSONALIZAÇÃO DO TLSO: (Apenas deve ser realizado por um profissional de saúde licenciado)

• **Faixa para a cintura:** Se for necessário, para modificar a faixa para a cintura, ajuste os painéis laterais desaperando o Velcro no painel posterior e deslocando os painéis mais para a parte central para uma cintura mais pequena ou mais para a extremidade do painel posterior para uma cintura mais larga.

• **Tiras de ombro:** Se for necessário, pode cortar-se o comprimento extra das tiras com uma tesoura.

• **Barra do esterno:** Pode ser dobrado conforme necessário utilizando uma extremidade estável de uma mesa. Com ambas as mãos, dobre a barra num movimento lento e controlado de modo a ajustar para o grau pretendido de desalinhamento. A barra em Y do esterno fornecida está ajustada a 15°.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: A ortótese pode ser limpa com um pano húmido.

MATERIAIS: BARRA DO ESTERNO: alumínio, nylon, poliuretano; **FAIXA PARA A CINTURA:** poliéster, poliuretano, nylon, polipropileno; **TIRAS DE OMBROS:** nylon, poliéster, poliuretano

GARANTIA: A DJO, LLC irá reparar ou substituir parcial ou totalmente a unidade e os respectivos acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda. Caso os termos da presente garantia não estejam em consonância com os regulamentos locais, devem prevalecer as disposições desses regulamentos locais.

PARA UTILIZAÇÃO APENAS NUM ÚNICO PACIENTE.

PRODUTO VENDIDO APENAS MEDIANTE RECEITA MÉDICA

PRODUTO NÃO FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PŘEČÍSTVE PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSEDOUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE: Určeno pro úlevu při akutní bolesti vzpřímovací hrudní páteře, kompresních frakturách hrudní páteře, časný nástup a různá stádia osteoporózy, předoperační a pooperační chirurgické postupy, mechanické bolesti zad v oblasti hrudníku a kyfózy.
KONTRAINDIKACE: Tehotenství a oběhové, plicní, kardiovaskulární nebo kosterní onemocnění, při nichž může dojít ke zhoršení vlivem stlačení dutiny břicha a/nebo tlaku.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Před použitím výrobek vždy prohleďte na ujistěte se, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu. Pokud se u pacienta při používání tohoto výrobku vyskytne jakákoli bolest, otok, změny citlivosti nebo jakékoli neobvyklé reakce, ihned vyhledejte pomoc lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ:

Příprava ortózy:

A. Rozepněte přední i boční Velcro® panel. Ramenní popruhy nechejte připojeny a natáhnete je do maximální délky (obr. A).

Použití ortózy:

- Stojícím pacientovi zvedněte zařízení TLSO nad hlavu. Umístěte zařízení TLSO do správné polohy, hlava pacienta musí být mezi ramenními popruhy. Přední a zadní panel nechejte viset přes trup.
- Uzavřete oba postranní kompresní panely tak, aby byly stejné a pohodlně utažené na předním panelu (obr. 1).
- Pacientovi sedícím v předepsané pozici upravte hrudní panel ve tvaru Y. Zatáhněte za černé uvolňovací tlačítko (v horní části předního panelu) a uvolněte zámek hrudního panelu. Stáhněte panel ve tvaru Y do pozice tak, aby horní část horní podložky byla 1,27 cm pod hrdeční jamkou. Dejte pozor, aby spodní okraj předního panelu dosahoval ke stydké kosti (obr. 2)
- Ramenní popruhy se upravují tak, že se nejprve uvolní a upraví zadní Velcro® popruhy. Upravte je na požadovanou délku. Ujistěte se, že spodní okraj předního panelu stále dosahuje k okrají stydké kosti a zadní panel je umístěn přes lopatky a dolní části zad (obr. 3).
- Abyste aktivovali kompresi, uchopte úchytky a zatáhněte rovně o těla. Když je dosažena požadovaná míra komprese, uvolněte úchytky na přední části kompresních panelů. Po pěti minutách upravte kompresi, poté upravujte podle potřeby (obr. 4).

Sundávání ortózy:

- Uvolněte kompresní úchytky a sundajte jeden z ramenních popruhů.

- Uvolněte jednu stranu postranního panelu z předního panelu a nechtejte sklouznout ortózu z druhého ramene jako při sundávání saka nebo batohu.

ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ TLSO: (Smí provádět pouze proškolený zdravotnický personál)

• **Bříšní pás:** Pokud potřebujete upravit bříšní pás, upravte boční panely tak, že odháknete Velcro na zadním panelu a posunete panely vice ke středu pro užší pas nebo více k okrají zadního panelu pro širší pas.

• **Ramenní popruhy:** Pokud je potřeba popruhy zkrátit, je možné je ustříhnout nůžkami.

• **Hrudní panel:** Je možné ohnout podle potřeby o stabilní okraj stolu. Uchopte panel oběma rukama a pomalu a řízněte ji upravte do požadovaného stupně ohybu. Standardní hrudní panel ve tvaru písmene Y je nastaven v úhlu 15 stupňů.

• **POKYNY K ČIŠTĚNÍ:** Ortóze je možné čistit otřením pomocí vlhkého hadříku.

SLOŽENÍ: HRUDNÍ PANEĽ: Hliník, nylon, polyuretán;

BRÍŠNÍ PÁS: Polyester, polyuretán, nylon, polypropylen;

RAMENNÍ POPRUHY: Nylon, polyester, polyuretán

ZÁRUKA: Společnost DJO, LLC provádě opravu nebo výměnu celého výrobku nebo jeho části a jeho příslušenství, pokud do šesti měsíců od data prodeje dojde k závadě z důvodu vad materiálu nebo chybného zpracování. Pokud jsou podmínky této záruky v rozporu s místní legislativou, je tato legislativa nadřazena podmínkám záruky.

POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA.

PRODUKT NA LÉKAŘSKÝ PŘEPIS.

PRODUKT NENÍ VÝROBEN Z PŘÍRODNÍ GUMY.

PRODUKT NENÍ VÝROB